



Genouillère hydro-régulatrice FuturoTM Sport

NIVEAU DE SUPPORT : MODÉRÉ

La genouillère hydro-régulatrice FuturoTM permet de soutenir confortablement le genou de manière à pouvoir concourir en toute confiance. À présent, vous êtes prêt(e) à jouer jusqu'au coup de sifflet final.

INDICATIONS : Problèmes de genou lors de la pratique d'un sport ou autres activités physiques sportives

- Entorses
- Foulures
- Arthrite



Caractéristiques spécifiques

Matériau Polartec® qui laisse respirer et régule l'humidité.

Autres caractéristiques et avantages

- Matériau traité antimicrobien qui évite le développement des odeurs
- Ouverture pour la rotule pour un meilleur maintien du genou
- Deux sangles de réglage garantissant un confort et un soutien sur mesure
- Contour du genou en néoprène pour maintenir les muscles et articulations à bonne température
- Simple à enfiler et à retirer
- Pour jambe droite et gauche






Mode d'emploi



Ouvrir toutes les fermetures et enfiler la jambe dans le bandage en maintenant l'ouverture la plus large vers le haut (étiquette Futuro™ vers le haut). Positionner l'ouverture au niveau de la rotule.



Ajuster la sangle supérieure pour avoir une compression idéale.



Ajuster la sangle inférieure pour avoir une compression idéale.



Tailles et informations de commande (mesurer la taille comme illustré).



Dimensions	Taille	N° d'article	Code Pharmacie BE	EAN
33,0 – 38,0 cm	S	45694"DAB"	CNK 2251-700	4046719423453
38,0 – 43,0 cm	M	45696"DAB"	CNK 2251-692	4046719423439
43,0 – 48,0 cm	L	45697"DAB"	CNK 2251-684	4046719423477

Matériau :

69 % néoprène, 30 % polyester, 1 % élastanne

Instructions de nettoyage pour les bandages FUTURO™

Lavage à la main jusqu'à 30 °C



L'utilisation d'eau de javel, le séchage en séchoir, le repassage et le nettoyage à sec sont à proscrire



Notre panel d'ingénieurs et d'experts médicaux apportent des technologies innovantes à chaque produit que nous développons.

www.Futuro.be